

Actimove® Talo Motion



Indicaciones

- Artrosis y Artritis de tobillo
- Inflamación de las articulaciones del tobillo
- Inestabilidad en los ligamentos
- Post-operatorios e inflamaciones post-traumáticas.

Características y Beneficios:

- Diseño anatómico
- Bandas elásticas que permiten que no se deslice
- Reduce la sensación de presión

Talla M: 21-30 cms

Talla L: 23-25 cms

Propiedades

Actimove Tobillera Talomotion su estructura del tejido garantiza la transpiración de los materiales y proporciona compresión, aportando estabilidad al tobillo y alivio del dolor. 2 almohadillas anatómicas (medial y lateral), mejoran la propiocepción proporcionando una estabilidad adicional y una sensación de seguridad. Las almohadillas anatómicas proporcionan presión sobre los tendones alrededor del tobillo y crean un efecto de masaje intermitente sobre el tejido circundante, mejoran el flujo sanguíneo y linfático, reducen el dolor y la inflamación y promueven el proceso de curación. La tecnología sin costura utilizada para la integración de las almohadillas evita irritaciones y puntos de presión, proporcionando un buen confort. Combinación de elastan y poliamida, proporciona suficiente elongación y elasticidad durante el movimiento y un suave tacto para una óptima comodidad. Estructura sin banda elástica en la zona distal y proximal, evita que el dispositivo se deslice al tiempo que reduce la sensación de presión y constricción/rigidez. Tejido especial en la zona del talón y la planta del pie combinado con elastan y poliamida, proporciona estabilidad y resistencia en la zona del talón evitando la abrasión durante el movimiento. El tipo de tejido proporciona una sensación agradable a la piel y un mayor confort al paciente. Lavable a máquina a 30°C, mayor higiene.

Composición 80% Poliamida. 20% Elastan.

Advertencias Mantenerlo lejos de la luz y la humedad.

Características Almohadillado forrado de rizo, Compresión graduada, Forma anatómica, Sin costuras, Sin látex

Adecuado para Hombre, Mujer

Forma de producto Caja