

Actimove® TaloWrap



Descripción del producto:

Tobillera Universal

Indicación:

- Traumatismos
- Protección y prevención de lesiones en actividades deportivas

Características y beneficios:

- Material elástico para el soporte del pie
- Proporciona apoyo y compresión alrededor de la articulación
- Fácil sistema de colocación y retiro
- Diseño atractivo
- Vienen en 3 tallas



Descripción	Perímetro de la muñeca	Unidad mínima de venta	Unidades / envase
Actimove tobillera S	18 - 20,5cm	2 unidades	1 - 10
Actimove tobillera M	20,5 - 23cm	2 unidades	1 - 10
Actimove tobillera L	23 - 25,5cm	2 unidades	1 - 10
Actimove tobillera XL	25,5 - 28cm	2 unidades	1 - 10

Propiedades

Actimove Tobillera Elástica con su tejido en "olas" evita las arrugas y previene la migración distal. Configuración anatómica, permite su colocación ambidestra. Compresión ligera, previene el aumento del edema. Tejido elástico que permite una fácil aplicación y evita su deformación. Transpirable, evita la maceración de la piel y permite un uso continuado.

Composición

Vendaje elástico (color blanco): Poliéster, látex y nylon.
Cinta elástica (color azul): Viscosa, poliamida y elastano.
Cierre tipo "velcro": Poliamida y nylon.

Advertencias

Almacenar en lugares exentos de humedad y alejado de la luz solar directa. Lavar a mano en agua fría. No utilizar lejía. No planchar. No limpiar en seco. No utilizar secadora.

Características

Banda regulable, Forma anatómica, Tejido elástico

Adecuado para

Hombre, Mujer

Forma de producto

Caja